



Nuevo

**TRATAMIENTO DE
LÍNEAS
HIPERQUINÉTICAS
FACIALES.¹**



BOTOX®
Toxina Botulínica A

**HIDRATACIÓN*
PROFUNDA^{2, #}**

Para una piel hidratada[†],
radiante^{ss} y con aspecto
saludable.^{ll2,3}




SKINVIVE™

SUAVIZA

las líneas faciales y trata
los labios y ojeras.⁴



 **Juvéderm®**
VOLBELLA®

REAFIRMA Y ALISA

arrugas y surcos
profundos. Realza
el volumen labial.⁵



 **Juvéderm®**
VOLIFT®

RESTAURA

el volumen en el
tercio medio del
rostro.⁶



 **Juvéderm®**
VOLUMA®

CREA

volumen, restaura el
mentón y contorno
mandibular.⁷



 **Juvéderm®**
VOLUX™

Nuevo

**LIFTING INMEDIATO
Y SOSTENIDO⁸**

y mejora de la
calidad de la piel.⁹




HArmonyCa™

©2025 Abbvie Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Material dirigido a profesionales de la salud. Veeva Vault: MX-AGNA-250022 Aviso de publicidad: 2515052002C00583. En caso de presentar algún incidente adverso o evento adverso reportar a los siguientes correos: pvabbviemexico@abbvie.com, tecnovigilancia@abbvie.com. Reg. Sanitario: JUVÉDERM® VOLBELLA® con lidocaína 2189C2013 SSA; JUVÉDERM® VOLIFT® con lidocaína 2805C2013 SSA; JUVÉDERM® VOLUMA® con lidocaína 1000C2012 SSA; JUVÉDERM® VOLUX™ 1120C2020 SSA; BOTOX® 119M93 SSA IV; HArmonyCA™ con Lidocaína 2383C2023 SSA; y SKINVIVE™ de Juvéderm® 1318C2017 SSA.

Allergan Aesthetics
an AbbVie company

EL SIGNATURE DE ALLERGAN AESTHETICS

representa un enfoque integral de tratamiento que combina de manera perfecta nuestras cuatro marcas y propone elevar tu práctica clínica mediante una combinación ideal, para lograr resultados extraordinarios en los pacientes fomentando así relaciones a largo plazo.



								
Principio activo ¹	BoNT-A (Toxina Botulínica Tipo A)	Concentración de AH (mg/mL) + 0.3% lidocaína ^{4-7,9,10}	12 	15 	17.5 	20 	25 	20 
Forma farmacéutica ¹	Polvo seco al vacío	Fuerza de extrusión a 50 mm/min (N/T) ^{**11,12}	19.7  (aguja de 32G 1/2")	13.8  (aguja de 32G 1/2")	18.6  (aguja de 30G 1/2")	15.8  (aguja de 27G 1/2")	16.5  (aguja de 27G 1/2")	30.0  (aguja de 27 1/2")
Peso molecular ¹	Complejo proteínico + neurotoxina (900 kDa)	Cohesividad (gramos-fuerza [gf]) ^{†13,14,16}	12 	18 	24 	35 	93 	58 
Reconstitución ¹	2.5 mL de solución fisiológica 0.9% NaCl	Elasticidad (G a 5 Hz, pascal [Pa]) ^{††15,16}	166 	274 	317 	353 	665 	644 
Almacenamiento ¹	Sin reconstituir en refrigeración entre 2-8°C. Reconstituida en refrigeración: 2 a 8°C. Utilizar dentro de las 72 h siguientes.	Capacidad de lifting ^{‡16,17}						
		Capacidad de absorción de agua ^{16,18}	<100% 	133% 	184% 	227% 	253% 	501% 

Imágenes únicamente para fines ilustrativos, no representan minuciosamente los datos. Parámetros máximos y mínimos ajustados para inyectable híbrido HArmonyCa™ Lidocaína, SKINVIVE™ por Juvéderm® y rellenos faciales JUVÉDERM® con los valores más altos y más bajos de propiedades del gel/características reológicas/medidas de HArmonyCa™, SKINVIVE™ y toda la colección JUVÉDERM®, respectivamente. * Se realizaron mediciones con instrumentos de hidratación cutánea, suavidad y parámetros de deformación cutánea en la mejilla, frente y cuello de un lado de la cara el Día 0 y a los 30 días después del tratamiento inicial (antes del retoque), Meses 1, 4, 6 y 9 después del último tratamiento, y Mes 1R. La hidratación de la piel se midió usando el instrumento MoistureMeterD (n=131) y el re-tratamiento se administró el Día 30 (n=31).² # La hidratación de la piel se midió usando el instrumento MoistureMeterD con las sondas XS 5 y S 15 (profundidad de medición efectiva: 0.5 y 1.5 mm, respectivamente).² † Duración de hasta 9 meses, según lo informado por el 70.6% de los pacientes. Según lo informado por los pacientes (127/131) en una puntuación compuesta de satisfacción, que incluye la apariencia hidratada de su piel facial.³ §§ Duración de hasta 9 meses, según lo informado por el 63% de los pacientes. Según lo informado por los pacientes (127/131) en una puntuación compuesta de satisfacción, que incluye la apariencia radiante de su piel facial.³ || Duración de hasta 9 meses, según lo informado por el 76.2% de los pacientes. Según lo informado por los pacientes (127/131) en una puntuación compuesta de satisfacción, que incluye la apariencia saludable de su piel facial.³ *** Una fuerza de extrusión N se clasifica como "baja" cuando se inyecta una cantidad fija de 50 mm/min. La fuerza de extrusión de un gel es una característica que describe su respuesta física a fuerzas aplicadas en la inyección y no debería trasladarse a su desempeño clínico.¹⁰ †† Las propiedades reológicas de los geles se usan para describir sus respuestas físicas a fuerzas aplicadas in vitro, y no deberían trasladarse individualmente a su desempeño clínico.¹²⁻¹⁸ ‡ Resultados de un estudio animal preclínico de HArmonyCa™, con resultados comprobados por más de 12 semanas.¹⁶ CaHA, hidroxipatita de calcio; AH, ácido hialurónico.

Referencias
1. Información para prescribir BOTOX®. **2.** Niforos F, et al. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2019; 12:791-798. **3.** Ogilvie P, et al. *J Cosmet Dermatol.* 2020;19:1065-1070. **4.** Juvéderm® VOLBELLA® con lidocaína Indicaciones de Uso. 73363JR10. Revisión 2020-07-10; **5.** Juvéderm® VOLIFT® con lidocaína Indicaciones de Uso. 73652JR10. Revisión 2019-09-09; **6.** Juvéderm® VOLUMA® con lidocaína Indicaciones de Uso. 73650JR10. Revisión 2019-09-09; **7.** Juvéderm® VOLUX™ Indicaciones de Uso. 73651JR10. Revisión 2019-09-09; **8.** Braz A, et al. *Plast Reconstr Surg Glob Open.* 2024;12(9):e6190 **9.** HArmonyCa™ Lidocaína Indicaciones de Uso. M032V01 2021; **10.** Instrucciones de uso SKINVIVE™ de Juvéderm®. **11.** Allergan Inc. Datos Archivados. HArmonyCa™ Lidocaína Fuerza de Extrusión. INT-HAR-215003. Julio 2021; **12.** Allergan. Datos No Publicados. JUVÉDERM® fuerza de extrusión datos. INT/0009/2018(1)a(1). Mayo 2018; **13.** Allergan Inc. Datos Archivados. HArmonyCa™ Lidocaína Reología: Elasticidad y Cohesión. INT-HAR-2150042. Julio 2021; **14.** Allergan. Datos No Publicados. JUVÉDERM® cohesión del gel datos. INT/0011/2018a(1). Mayo 2018; **15.** Allergan. Datos No Publicados. JUVÉDERM® (elasticidad de gel G') datos. INT/0141/2019. Marzo 2019; **16.** Urdiales-Gálvez F, et al. *J Cosmet Dermatol.* 2023; 22(8): 2186-2197. **17.** Allergan. Datos No Publicados. INT/0129/2019. Colección Juvéderm® VYCross capacidad de lifting. Feb 2019. **18.** de la Guardia C, et al. *Facial Plast Surg.* 2022;38(2):116-123.